

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Strap Para Wb - Q9Y3F4

Número de artículo: CM0023283

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STRAP humano (MAWD/UNRIP), validado por knockout, para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 38 kDa. Ideal para estudios sobre el ensamblaje de snRNP y la señalización TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	[KO Validado] STRAP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11171
GeneID	11171
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de STRAP humano (NP_009109.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3F4
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo