


Anticuerpo Policlonal Anti-Strbp Para Wb Y Elisa - Q96Si9

Número de artículo: CM0014040



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STRBP validado para WB y ELISA. Se dirige a la proteína humana unida a ARN perinuclear de espermátidas, involucrada en la espermatogénesis y la unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STRBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p74; SPNR; ILF3L; HEL162; STRBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	55342
GeneID	55342
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-190 de STRBP humano (NP_060857.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96Si9
Peso Molecular	74kDa
Envío	Bolsa de hielo