


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Strip1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Vsl9

Número de artículo: CM0018179



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STRIP1 validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Uso en investigación en la organización del citoesqueleto y estudios del complejo STRIPAK dirigido a la proteína Q5VSL9 revisada por UniProt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STRIP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FAM40A; FAR11A; STRIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	85369
GeneID	85369
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 743-837 de STRIP1 humano (NP_149079.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VSL9
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo