

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Strn Para Wb - O43815

Número de artículo: CM0029025

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STRN humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del complejo STRIPAK en el crecimiento y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	STRN Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
Especie	Humano
GeneID (humano)	6801
GeneID	6801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 581-780 de STRN humano (NP_003153.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43815
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo