


Anticuerpo Policlonico Anti-Strn3 Para Wb - Q13033

Número de artículo: CM0028802



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra STRN3 (SG2NA) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de complejos STRIPAK y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STRN3 Rabbit pAb
Notas / Alias	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
Especie	Humano
GeneID	29966
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-460 de STRN3 humano (NP_001077362.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13033
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo