

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stt3B Para Wb, Elisa - Q8Tcj2

Número de artículo: CM0013725



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STT3B humano, la subunidad catalítica del complejo OST, validado para WB y ELISA. Detecta STT3B humano y de ratón (94 kDa). Ideal para la investigación de la N-glucosilación y la ERAD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STT3B pAb de conejo
Observaciones/Alias	SIMP; CDG1X; STT3-B; STT3B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	201595
ID del gen	201595
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de STT3B humano (NP_849193.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8TCJ2
Peso de la proteína	94 kDa
Envío	Bolsa de hielo