


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stub1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Une7

Número de artículo: CM0014938



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo STUB1 de CamelBio, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la ligasa de ubiquitina E3 CHIP involucrada en el control de calidad de proteínas y la homeostasis mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STUB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10273
GeneID	10273
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-303 de STUB1 humano (NP_005852.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNE7
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo