

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stx12 Para Wb Y Elisa - Q86Y82

Número de artículo: CM0028148



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-STX12 validado para Western Blot (WB) y ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Se dirige a la syntaxina-12 implicada en el reciclaje endocítico y el tráfico de AMPAR. Ideal para investigaciones en neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STX12 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	STX13; STX14; STX12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23673
GeneID	23673
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-276 de la STX12 humana (NP_803173.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86Y82
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo