

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stx17 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56962

Número de artículo: CM0021762



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STX17 validado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta STX17 endógena en muestras humanas y de ratón, apoyando la investigación sobre autofagia y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	STX17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STX17
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	55014
ID de gen	55014
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de STX17 humana (NP_060389.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56962
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo