

Anticuerpo Policlonal Anti-Stx1A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16623

Número de artículo: CM0029231

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STX1A humana (Syntaxina-1A, HPC-1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para el estudio de la exocitosis mediada por SNARE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STX1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	6804
GeneID	6804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-288 de STX1A humana (NP_004594.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q16623
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo