

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Stx2 Para Wb, Elisa - P32856

Número de artículo: CM0018317

Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo contra STX2 validado para aplicaciones WB y ELISA con reactividad cruzada para Humano, Ratón y Rata. Ideal para investigación de morfogénesis epitelial y exocitosis. UniProt P32856.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPM; EPIM; STX2A; STX2B; STX2C; STX2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2054
ID de Gen	2054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de la STX2 humana (NP_001971.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32856
Peso Molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo