


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stx6 Para Wb, Elisa - O43752

Número de artículo: CM0022227



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Syntaxina-6 humana (STX6), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigar el aparato de Golgi, el transporte endosomal y los mecanismos de fusión de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STX6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	STX6
Especie	Humana
GeneID (humano)	10228
GeneID	10228
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-234 de la STX6 humana (NP_005810.1)
Origen	Consejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	O43752
Peso molecular	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo