

Anticuerpo Monoclonal Anti-Stxbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61764

Número de artículo: CM0009838



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad para STXBP1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Proteína de 68 kDa, ideal para investigación en función sináptica y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo para STXBP1
Observaciones/Alias	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6812
GeneID	6812
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61764
Peso Proteico	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo