

Anticuerpo Policlonal Anti-Stxbp1 Para If/Icc, If-P, Elisa - P61764

Número de artículo: CM0026136



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STXBP1 de alta calidad validado para IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta STXBP1 (MUNC18-1) humano y de rata, un regulador clave de la fusión de vesículas sinápticas. Ideal para la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STXBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6812
ID de Gen	6812
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P61764
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo