


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stxbp2 Para Wb Y Elisa - Q15833

Número de artículo: CM0029645



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STXBP2 (Munc18-2), validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación sobre el tráfico vesicular mediado por SNARE, la exocitosis y la biología de los gránulos citotóxicos de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STXBP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6813
GeneID	6813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de STXBP2 humana (NP_001120868.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15833
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo