


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stxbp2 Para Wb Y Elisa - Q15833

Número de artículo: CM0014465



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STXBP2 humano (homólogo Unc-18 2, Munc18-2), adecuado para Western blotting y ELISA. Presenta reacción cruzada con STXBP2 de humano y ratón, y apoya los estudios de tráfico de vesículas intracelulares y exocitosis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STXBP2 Rabbit pAb
Notas / Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6813
GeneID	6813
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15833
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo