

Anticuerpo Policlonal Anti-Stxbp3 Para Wb Y Elisa - 000186

Número de artículo: CM0030190

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STXBP3 humano (proteína 3 de unión a syntaxina, MUNC18C) para western blot (WB) y ELISA. Reactividad cruzada validada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del tráfico de GLUT4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STXBP3 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	6814
GeneID	6814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 343-592 de STXBP3 humano (NP_009200.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000186
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo