


## Anticuerpo Policlonal Anti-Stxbp4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zwj1

Número de artículo: CM0027243



### Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-STXBP4 validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos y ratones. Dirige contra la proteína de unión a syntaxina 4 (Synip), un regulador clave del tráfico de vesículas y la señalización por insulina. Ideal para aplicaciones de investigación en IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | STXBP4 pAb de conejo                                                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | Synip; STXBP4                                                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 252983                                                                                                                                                          |
| GeneID              | 252983                                                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 344-553 de la STXBP4 humana (NP_848604.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q6ZWJ1                                                                                                                                                          |
| Peso Molecular      | 62kDa                                                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                  |