


Anticuerpo Policlonal Anti-Styx Para Wb, Elisa - Q8Wuj0

Número de artículo: CM0015175



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STYX humano (25 kDa), adecuado para WB y ELISA. Ideal para investigar la señalización MAPK/ERK, la degradación mediada por FBXW7 y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STYX pAb de Conejo
Observaciones/Alias	STYX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6815
GeneID	6815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-223 del STYX humano (NP_660294.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUJ0
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo