

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sub1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P53999

Número de artículo: CM0029929



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Anti-SUB1 detecta el coactivador transcripcional p15 (PC4) con aplicaciones en WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Peso proteico esperado 14 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P15; PC4; p14; SUB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10923
ID de Gen	10923
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 del SUB1 humano (NP_006704.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P53999
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo