

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sucla2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2R7

Número de artículo: CM0018209



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SUCLA2 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la subunidad beta de la succinato-CoA ligasa mitocondrial, crucial para el ciclo de TCA y la síntesis de ATP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUCLA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A-SCS; A-BETA; MTDPS5; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
Especie	Humano
GenelD (humano)	8803
GenelD	8803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del SUCLA2 humano (NP_003841.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2R7
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo