

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Suc1g2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96I99

Número de artículo: CM0025380



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SUCLG2 validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce SUCLG2 (succinil-CoA sintetasa específica de GTP) humano, ratón y rata, una enzima clave del ciclo TCA. Adecuado para estudios de metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SUCLG2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	G-SCS; GBETA; GTPSCS; G2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8801
ID de Gen	8801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-300 del SUCLG2 humano (NP_003839.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96I99
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo