

Anticuerpo Policlonal Anti-Sugct Para Wb, Elisa - Q9Hac7

Número de artículo: CM0026100



Introducción

SUGCT Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA. Reacciona con SUGCT de humano, ratón y rata. El objetivo es una CoA-transferasa mitocondrial implicada en la degradación de lisina/triptófano. Ideal para investigación en metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUGCT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GA3; ORF19; DERP13; C7orf10; SUGCT
Especie	Humano
GeneID (humano)	79783
GeneID	79783
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la SUGCT humana (NP_001180240.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HAC7
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo