


## Anticuerpo Policlonal Anti-Sugp2 Para Wb, Elisa - Q8Ix01

Número de artículo: CM0018507



### Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo SUGP2 es un anticuerpo policlonal para aplicaciones de WB y ELISA, que reconoce el SUGP2 humano y de ratón. Este factor de empalme se localiza en el núcleo y se expresa en testículos, cerebro y riñón. Ideal para la investigación de empalme y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SUGP2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | SFRS14; SRF514; SUGP2                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 10147                                                                                                                               |
| GeneID              | 10147                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-700 del SUGP2 humano (NP_055699.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS               | Q8IX01                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 120kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |