

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sulf1 Para Wb Y Elisa - Q8Iwu6

Número de artículo: CM0014049

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SULF1 humana, validado para Western blot y ELISA. Detecta SULF1 en muestras humanas y de rata. Ideal para aplicaciones de investigación en apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SULF1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SULF-1; SULF1
Especie	Humana
GenelD (humana)	23213
GenelD	23213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-610 de la SULF1 humana (NP_001121676.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q8IWU6
Peso molecular de la proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo