

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sult1A1 Para Wb Y Elisa - P50225

Número de artículo: CM0020325



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SULT1A1 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el metabolismo de xenobióticos y hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SULT1A1 pAb de conejo
Observaciones/alias	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
Especie	Humana
GeneID (humano)	6817
GeneID	6817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-295 de SULT1A1 humana (NP_803565.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P50225
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo