

Anticuerpo Policlonal Anti-Sult1A2 Para Wb, Elisa - P50226

Número de artículo: CM0017912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la sulfotransferasa humana SULT1A2, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta SULT1A2 endógeno en muestras humanas, de ratón y rata, apoyando la investigación en el metabolismo de fármacos y la susceptibilidad al cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SULT1A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6799
GenelD	6799
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-295 de la SULT1A2 humana (NP_001045.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50226
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo