


Anticuerpo Policlonal Anti-Sult1A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dmm9

Número de artículo: CM0017017



Introducción

SULT1A3 Conejo pAb detecta SULT1A3 humano, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudiar la actividad sulfotransferasa en el metabolismo de catecolaminas y hormonas tiroideas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SULT1A3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6818
GeneID	6818
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SULT1A3 humano (NP_808220.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DMM9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo