

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sult1C4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75897

Número de artículo: CM0021898



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SULT1C4 humano. Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta los niveles endógenos de SULT1C4 en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a una sulfotransferasa implicada en el metabolismo de xenobióticos y fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SULT1C4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SULT1C; SULT1C2; SULT1C4
Especie	Humano
ID de Gen	27233 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de SULT1C4 humano (NP_006579.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75897
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo