

## Anticuerpo Policlonal Anti-Sult1E1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49888

Número de artículo: CM0028292



### Introducción

Anticuerpo policlonal anti-SULT1E1 de alta calidad validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Dirigido a SULT1E1 humano, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo de estrógenos y temas relacionados con hormonas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SULT1E1 Conejo pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 6783                                                                                                                                 |
| GeneID              | 6783                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-294 de SULT1E1 humano (NP_005411.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P49888                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |