


Anticuerpo Policlonal Anti-Sult2A1 Para Wb, Elisa - Q06520

Número de artículo: CM0027745



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SULT2A1 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Detecta SULT2A1 endógeno de ~34 kDa, una sulfotransferasa clave de esteroides y ácidos biliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SULT2A1 Rabbit pAb
Notas/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6822
GeneID	6822
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de la SULT2A1 humana (NP_003158.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q06520
Peso de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo