

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sult2A1 Para Wb, If-P, Elisa - Q06520

Número de artículo: CM0005187



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo SULT2A1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con SULT2A1 humano y de rata (34kDa), una sulfotransferasa clave de esteroides y ácidos biliares. Ideal para estudios de metabolismo y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SULT2A1
Observaciones/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6822
ID del Gen	6822
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-285 de SULT2A1 humano (Q06520)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q06520
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo