


Anticuerpo Policlonal Anti-Sumf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj7

Número de artículo: CM0021188



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SUMF2 (pFGE), un factor modificador de sulfatasa inactivo que inhibe a SUMF1. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 45-320).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUMF2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	pFGE; SUMF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25870
GeneID	25870
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-320 de SUMF2 humano (NP_056226.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NBJ7
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo