


Anticuerpo Policlonal Anti-Sumo1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Número de artículo: CM0019996



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-SUMO1 de Conejo para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta SUMO1 en Humano, Ratón, Rata. Modificador similar a la ubiquitina implicado en el transporte nuclear, reparación del ADN y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUMO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; SUMO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7341
GeneID	7341
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-101 de SUMO1 humana (NP_003343.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63165
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo