

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sumo1 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Número de artículo: CM0002520

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a SUMO1 (P63165), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para el estudio de la SUMOilación en transporte nuclear, reparación del ADN y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM monoclonal de conejo contra SUMO1 [validado por KO]
Observaciones/Alias	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1
Especie	Humano
GeneID	7341 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-101 de Sumo 1 humano (P63165).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63165
Peso de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo