


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sumo1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Número de artículo: CM0023547



Introducción

Anticuerpo policlonal validado por KO dirigido contra SUMO1 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la SUMOilación en el transporte nuclear, la reparación del ADN y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SUMO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAP1, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
Especie	Humano
ID de gen	7341
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SUMO1 humano (NP_003343.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63165
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo