

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sumo2/3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61956 / P55854

Número de artículo: CM0007555



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SUMO2/3 para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce SUMO2/3 de humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 1-95). Ideal para investigación de SUMOilación, reparación del ADN y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUMO2/3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de SUMO2/3 humano. (NP_008868.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61956/P55854
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo