

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sumo2/3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61956/P55854

Número de artículo: CM0016585



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SUMO2/3 humano, validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Detecta SUMO2/3 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la SUMOilación y de las vías de proteínas similares a la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUMO2/3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Especie	Humana
GeneID (humano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61956/P55854
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo