


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sumo3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55854

Número de artículo: CM0022206



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SUMO3, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce específicamente a SUMO3 de humano, ratón y rata, un modificador similar a la ubiquitina involucrado en el transporte nuclear y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUMO3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6612
GeneID	6612
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de SUMO3 humano (NP_008867.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55854
Peso molecular de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo