

Anticuerpo Policlonal Anti-Sumo4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Eev6

Número de artículo: CM0024935

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SUMO4 humano (modificador pequeño similar a la ubiquitina 4), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la sumoilación, el estrés oxidativo y las vías relacionadas con la inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUMO4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	387082
ID de Gen	387082
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-95 del SUMO4 humano (Q6EEV6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6EEV6
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo