

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sun2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uh99

Número de artículo: CM0002970



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra SUN2 humano (UNC84B), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios del complejo LINC y migración nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUN2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UNC84B, rab5IP, SUN2
Especie	Humano
ID de Gen	25777 (Humano)
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 618-717 de SUN2 humano (Q9UH99).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UH99
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo