


Anticuerpo Policlonico Anti-Sun2 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UH99

Número de artículo: CM0019108



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo contra SUN2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige al componente SUN2 del complejo LINC, esencial para el posicionamiento y la migración nuclear. Ideal para investigación sobre citoesqueleto y envoltura nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UNC84B; rab5IP; SUN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25777
GeneID	25777
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-572 de la proteína SUN2 humana (NP_001186508)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UH99
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo