

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Suox Para Wb Y Elisa - P51687

Número de artículo: CM0003148



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la SUOX humana (sulfito oxidasa). Validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con rata. Ideal para el estudio del metabolismo del azufre, la función mitocondrial y la reducción de nitrito asociada a la hipoxia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUOX Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SUOX; sulfito oxidasa
Especie	Humano
ID del gen	6821
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 100-200 de SUOX humana, P51687)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P51687
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo