


Anticuerpo Policlonal Anti-Supt16H (Spt16) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5B9

Número de artículo: CM0019952



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SUPT16H (SPT16) de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con la subunidad SPT16 del complejo FACT humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUPT16H (SPT16) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11198
GeneID	11198
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-695 de SUPT16H (SPT16) humano (NP_009123.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5B9
Peso Proteico	120kDa
Envío	Bolsa de hielo