


Anticuerpo Policlonal Anti-Supt20H Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nem7

Número de artículo: CM0029553



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SUPT20H humano (homólogo SPT20, p38IP). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Sus aplicaciones incluyen investigación en autofagia, gastrulación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUPT20H Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
Especie	Humano
GeneID (humano)	55578
GeneID	55578
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 580-779 de SUPT20H humano (NP_001014308.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NEM7
Peso Molecular	86kDa
Envío	Bolsa de hielo