


Anticuerpo Monoclonal Anti-Supt5H/Spt5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00267

Número de artículo: CM0003632



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SUPT5H/SPT5 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre elongación transcripcional y Tat del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUPT5H/SPT5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Especie	Humano
ID genético	6829
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 800-900 de SUPT5H/SPT5 humano (O00267).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00267
Peso molecular de la proteína	121kDa
Envío	Bolsa de hielo