


Anticuerpo Policlonal Anti-Supt6H/Spt6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kz85

Número de artículo: CM0023917



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SUPT6H (SPT6) humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de elongación de la transcripción y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUPT6H pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6830
GeneID	6830
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1500-1726 del SUPT6H humano (NP_003161.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7KZ85
Peso Proteico	199kDa
Envío	Bolsa de hielo