


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Supt7L Para Wb Y Elisa - O94864

Número de artículo: CM0020277



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SUPT7L humano (subunidad gamma 65 del complejo STAGA), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUPT7L pAb de conejo
Observaciones/alias	SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(gamma); SUPT7L
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9913
ID del gen	9913
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-400 de SUPT7L humano (NP_001269658)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O94864
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo