

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Supv3L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb8

Número de artículo: CM0024873



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a SUPV3L1 (SUV3), una helicasa de ARN mitocondrial. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Utilizar en investigaciones sobre el degradosoma mitocondrial y el metabolismo del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	SUPV3L1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SUV3; SUPV3L1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6832
ID de Gen	6832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 577-786 del SUPV3L1 humano (NP_003162.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IYB8
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo