

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Survivina Para Wb Y Elisa - O15392

Número de artículo: CM0012608



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Survivina de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Survivina
Observaciones/Alias	API4; EPR-1; Survivina
Especie	Humano
GeneID (humano)	332
GeneID	332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1 140 de la Survivina humana (O15392).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15392
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo